


AIR BLOCK

Einführ-Nadel für die koaxiale Biopsie *Introducer needle for coaxial biopsy*

Stumpfe, nicht schneidende Nadelspitze, Tiefenmarkierungen und Stopper. Zamar-Rückschlagventil. Entfernbare Mandrin mit Trokar-Spitze. Innerer Ultraschall-Marker.

Blunt and not cutting tip needle, depth marks, depth stopper and Zamar antireflux valve connector.

Removable with pyramidal tip stylet. Echogenic marker: inner.



Trokar-Spitze
Pyramidal tip

	Ø Gauge	Ø D mm	Für Gauge For Gauge	Länge Length 20 mm	Länge Length 60 mm	Länge Length 90 mm
●	13	2,55	14	PT14-07	PT14-11	PT14-14
○	15	1,85	16	PT16-07	PT16-11	PT16-14
●	17	1,52	18	PT18-07	PT18-11	PT18-14
●	19	1,15	20	PT20-07	PT20-11	PT20-14

D = Außenmaße / *External size*

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar
Box 10 units / Different sizes are available on request