

## BGSET

### Set mit Verres-Nadel zur Flüssigkeitsdrainage *Paracentesis/Thoracentesis set with Verres needle*

Verres-Nadel mit "Lanzen-Spitze". Das Set enthält einen Drainage-Beutel mit 2000 ml Kapazität mit Rückschlagventil, eine 60cc Spritze, einen 3-Wege-Hahn und einen PVC Verbindungsschlauch. Entferntbarer Mandrin mit stumpfer, offener Spitze

*Verres needle with Lancet tip. Set includes 2000 ml. drainage bag with anti-reflux valve, 60cc. syringe, 3 ways stopcock and PVC connector tube.*

*Blunt retractable and opened tip stylet.*



"Lanzen-Spitze"  
*Lancet point*



Drainage-Beutel 2000 ml.  
*Drainage bag 2000 ml.*

Ø Gauge	Ø mm	Nadel-Länge Needle length (mm)	Art.Nr. Code
● 15	1,80	50	BGSET15-05
● 15	1,80	100	BGSET15-10

Box mit 5 Stück  
*Box 5 units*