

## FUNICULUS CENTESIS KIT

Set zur Cordozentese (Nabelschnur-Punktion)  
*Cord-centesis set (Funiculus - Centesis)*

Nadel, CHIBA-Typ, mit Tiefenmarkierungen und Stopper. Das Set enthält einen 3-Wege-Hahn, Verlängerungsschlauch und eine 20cc Spritze mit Stopper. Entfernbare Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an. Innerer Ultraschall-Marker

*Chiba type needle. Depth marks and depth stopper. It includes a 3 - ways stopcock, extension tube, 20cc syringe with stopper.*

*Removable stylets perfectly coupled with needle point.*

*Echogenic marker: inner*



Modifizierte CHIBA-Spitze  
 Modified Chiba point

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length 200 mm
<span style="color: yellow;">●</span>	20	0,90	KCC20-20
<span style="color: green;">●</span>	21	0,82	KCC21-20

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar  
 units / Different sizes are available on request