

## COAXIAL NEEDLE

### Einführ-Nadel zur koaxialen Biopsie *Introducer needle for coaxial biopsy*

Nadel mit stumpfer, nicht schneidender Spitze, Tiefenmarkierungen, Stopper und Luer-Lock- Anschluss.. Entferntbarer Mandrin mit Trokar- Spitze. Innerer Ultraschall-Marker

*Blunt and not cutting tip needle, depth marks, depth stopper and Luer Lock hub. Removable with trocar tip stylet. Echogenic marker: inner*



Artikelnummern für MRT-Version: Mxx-xx”  
*MRI compatible version. Code CXMxx-xx*

Trokar-Spitze  
*Trocar tip*

	Ø Gauge	Ø D mm	Für Gauge For Gauge	Länge Length 20 mm	Länge Length 50 mm	Länge Length 100 mm
●	13	2,55	14	CX14-07	CX14-10	CX14-15
○	15	1,85	16	CX16-07	CX16-10	CX16-15
●	17	1,52	18	CX18-07	CX18-10	CX18-15
●	19	1,15	20	CX20-07	CX20-10	CX20-15

D = Außendurchmesser / *External size*

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar  
*Box 10 units / Different sizes are available on request*