

## ETHA NEEDLE

### Nadel zur perkutanen Ethanol-Injektion *Needle for percutaneous ethanol injection therapy*

#### GESCHLOSSENE SPITZE

Nadel mit Trokar-Spitze, geschlossen mit 3 oder 6 Seitenlöchern, nahe der Spitze, gleichmäßig angeordnet (120°). Tiefenmarkierungen und Stopper. Verbindungsschlauch für die Spritze.

#### CLOSED TIP NEEDLE

*Pyramidal closed tip needle with 3 or 6 holes nearby the needle tip placed all around the needle diameter (120°). Depth marks on the cannula and depth stopper. Connecting tube for the syringe.*

#### OFFENE SPITZE

Nadel mit stumpfer Spitze, mit 3 Seitenlöchern, nahe der Spitze. Tiefenmarkierungen und Stopper. Verbindungsschlauch für die Spritze. Mandrin mit Trokar-Spitze.

#### OPENED TIP NEEDLE

*Blunt needle tip with 3 holes nearby the needle tip. Depth marks on the cannula and depth stopper. Connecting tube for the syringe. Pyramidal removable stylet.*



#### TROCAR-SPIETZE / TROCAR TIP

Ø Gauge	Ø mm	numero fori holes numbers	Länge Length 80 mm	Länge Length 150 mm	Länge Length 200 mm
● 21	0,82	3	ATP21-08-03	ATP21-15-03	ATP21-20-03
● 21	0,82	6	ATP21-08-06	ATP21-15-06	ATP21-20-06

#### OFFENE SPITZE MIT SEITENLÖCHERN / OPEN TIP WITH SIDE HOLES

Ø Gauge	Ø mm	Länge Length 80 mm	Länge Length 150 mm	Länge Length 200 mm
● 21	0,82	AOP21-08	AOP21-15	AOP 21-20

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar  
 Box 10 units / Different sizes are available on request