

## EXPLORA


### Aspirations-Nadel, Typ CHIBA *Aspiration Chiba type needle*

Nadel mit CHIBA-Typ-Spitze, Tiefenmarkierungen auf der Kanüle und Stopper, sowie Luer-Lock-Anschluss. Entfernbare Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an Innerer Ultraschall-Marker

Auch als "long tip" – Version erhältlich,  
Model "Explora L",  
Artikelnummer: CNB-xx-xx.

*Chiba type needle tip, depth marks on the can-  
nula, depth stopper and Luer Lock hub.  
Extractable whistle stylet point, perfectly cou-  
pled with needle tip  
Echogenic marker: inner*

*Available "long" tip version,  
model "Explora L"  
code CNBxx-xx.*



Ultraschall-Marker I  
*Echogenic marker I*



CHIBA-Spitze  
*Chiba tip*

Artikelnummern für MRT-Version: CNMxx-xx"  
*MRI compatible version. Code CNMxx-xx*

	Ø	Ø	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge
	Gauge	mm	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length
			50 mm	70 mm	90 mm	100 mm	110 mm	150 mm	180 mm	200 mm	250 mm	280 mm	300 mm	350 mm	400 mm
●	17	1,47	CN17-05	CN17-07	CN17-09	CN17-10	CN17-11	CN17-15	CN17-18	CN17-20	CN17-25	CN17-28	CN17-30	CN17-35	CN17-40
●	18	1,27	CN18-05	CN18-07	CN18-09	CN18-10	CN18-11	CN18-15	CN18-18	CN18-20	CN18-25	CN18-28	CN18-30	CN18-35	CN18-40
●	19	1,10	CN19-05	CN19-07	CN19-09	CN19-10	CN19-11	CN19-15	CN19-18	CN19-20	CN19-25	CN19-28	CN19-30	CN19-35	CN19-40
●	20	0,90	CN20-05	CN20-07	CN20-09	CN20-10	CN20-11	CN20-15	CN20-18	CN20-20	CN20-25	CN20-28	CN20-30	CN20-35	CN20-40
●	21	0,82	CN21-05	CN21-07	CN21-09	CN21-10	CN21-11	CN21-15	CN21-18	CN21-20	CN21-25	CN21-28	CN21-30	CN21-35	CN21-40
●	22	0,70	CN22-05	CN22-07	CN22-09	CN22-10	CN22-11	CN22-15	CN22-18	CN22-20	CN22-25	CN22-28	CN22-30	CN22-35	CN22-40
●	23	0,60	CN23-05	CN23-07	CN23-09	CN23-10	CN23-11	CN23-15	CN23-18	CN23-20	CN23-25	CN23-28	CN23-30	CN23-35	CN23-40
●	25	0,51	CN25-05	CN25-07	CN25-09	CN25-10	CN25-11	CN25-15	CN25-18	CN25-20	CN25-25	CN25-28	CN25-30	CN25-35	CN25-40

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar  
*Box 10 units / Different sizes are available on request*