

PCS

Set zur Perikardpunktion (Herzbeutel-Punktion) *Pericardiocentesis set*

Das Set besteht aus:

- Pigtail-Katheter 8.3F (40 cm)
- Dilatator 8.5F (22 cm)
- Führungsdraht 0,89 mm x 80 cm
- 3-Wege-Hahn
- Nadel 16G x 55 mm
- Nadel 18G x 80 mm
- Luer-Lock-Spritze 60 ml
- PVC-Verbindungsschlauch
- Drainage-Beutel 2000 ml

Auf Anfrage erhältlich:


- Luer-Lock-Spritze 10 ml
- Nadel 22/25G zur Anästhesie
- Skalpel 11 #
- Abdecktuch mit Loch

Set complete of:

- Pigtail catheter 8.3F (40 cm)
- Dilatator 8.5F (22 cm)
- Guide wire 0,89 mm x 80 cm
- 3 ways stopcock
- Needle 16G x 55 mm
- Needle 18G x 80 mm
- 60 ml syringe with luer lock hub
- Pvc connector tube
- 2000 ml drainage bag

Available on request:

- 10 ml syringe with luer lock hub
- Needle 22/25G for anesthetic
- Scalpel 11#
- Patient towel with a hole



Ø Gauge	Ø mm	Nadelänge Needle length (mm)	Art.Nr. Code
16/18	1,60/1,27	55/80	PCS80



Box mit 10 Stück
 Box 10 units