

PKSET

Set zur Bauchhöhlen-Punktion mit 8000 ml Beutel 8000 ml Paracentesis set

Nadel mit "Flötenspitze", 60cc Spritze, 8000 ml Drainage-Beutel mit Rückschlagventil, Absperrhahn, Fixierklemme, 3-Wege-Hahn, PVC-Anschluss-Schlauch. Entfernbare Mandrin der Nadel passt sich perfekt der Nadelspitze an..

Whistle needle tip with 60cc. syringe, 8000 ml. drainage bag with check valve, drainage tap, fixing clamp, 3 ways stopcock and PVC connector tube.

Removable stylet perfectly coupled at the cannula tip.



Drainage-Beutel 8000 ml..

8000 ml. Drainage bag

Ø Gauge	Ø mm	Nadel-Länge Needle length (mm)	Art.Nr. Code
16	1,60	45	PKSET/ PKSET2*/ PKSET5*

Box mit 10 Stück

Box 10 units

* PKSET2 = PKSET2 = Beutel mit 2000 ml / PKSET5 = Beutel mit 5000 ml

* PKSET2 = drainage bag 2000 ml / PKSET5 = drainage bag 5000 ml