

## SCOUT


### Aspirations-Nadel, Typ Quincke *Quincke type needle*

Nadel mit Quincke-Typ-Spitze, Tiefenmarkierungen auf der Kanüle und Stopper, sowie Luer-Lock-Anschluss. Entfernbare Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an. Innerer Ultraschallmarker

*Quincke type needle tip, depth marks on the cannula, depth stopper and Luer Lock hub. Extractable stylet, perfectly coupled with needle tip. Echogenic marker: inner*



Ultraschall-Marker I  
*Echogenic marker I*



Quincke-Spitze  
*Quincke tip*

	Ø	Ø	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge	Länge
	Gauge	mm	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length	Length
			50 mm	70 mm	90 mm	100 mm	110 mm	150 mm	180 mm	200 mm	250 mm	280 mm	300 mm	350 mm	400 mm
●	17	1,47	CNA17-05	CNA17-07	CNA17-09	CNA17-10	CNA17-11	CNA17-15	CNA17-18	CNA17-20	CNA17-25	CNA17-28	CNA17-30	CNA17-35	CNA17-40
●	18	1,27	CNA18-05	CNA18-07	CNA18-09	CNA18-10	CNA18-11	CNA18-15	CNA18-18	CNA18-20	CNA18-25	CNA18-28	CNA18-30	CNA18-35	CNA18-40
●	19	1,10	CNA19-05	CNA19-07	CNA19-09	CNA19-10	CNA19-11	CNA19-15	CNA19-18	CNA19-20	CNA19-25	CNA19-28	CNA19-30	CNA19-35	CNA19-40
●	20	0,90	CNA20-05	CNA20-07	CNA20-09	CNA20-10	CNA20-11	CNA20-15	CNA20-18	CNA20-20	CNA20-25	CNA20-28	CNA20-30	CNA20-35	CNA20-40
●	21	0,82	CNA21-05	CNA21-07	CNA21-09	CNA21-10	CNA21-11	CNA21-15	CNA21-18	CNA21-20	CNA21-25	CNA21-28	CNA21-30	CNA21-35	CNA21-40
●	22	0,70	CNA22-05	CNA22-07	CNA22-09	CNA22-10	CNA22-11	CNA22-15	CNA22-18	CNA22-20	CNA22-25	CNA22-28	CNA22-30	CNA22-35	CNA22-40
●	23	0,60	CNA23-05	CNA23-07	CNA23-09	CNA23-10	CNA23-11	CNA23-15	CNA23-18	CNA23-20	CNA23-25	CNA23-28	CNA23-30	CNA23-35	CNA23-40
●	25	0,51	CNA25-05	CNA25-07	CNA25-09	CNA25-10	CNA25-11	CNA25-15	CNA25-18	CNA25-20	CNA25-25	CNA25-28	CNA25-30	CNA25-35	CNA25-40

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar  
 Box 10 units / Different sizes are available on request