


SELECTIVE**Knochenmarks-Aspirations-Nadel**
Bone marrow aspiration needle

Nadel mit "Flöten-Spitze". Schraubbare Tiefenkontrolle mit mm-Skala. Anatomisch geformter Handgriff für die "Finger"- Position. Entfernbarer Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an.

Whistle tip needle. Sliding screw depth control device with millimetric scale. Anatomic handle for fingers position. Removable stylet with whistle point perfectly coupled at the cannula tip.



Nadel mit "Flöten-Spitze"
Whistle tip needle



mm-Skala
Millimetric scale

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length (05-30 mm)/43 mm	Länge Length (22-47 mm)/60 mm	Länge Length (35-60 mm)/73 mm
●	14	2,10	ST14-30	ST14-47	ST14-60
●	15	1,80	ST15-30	ST15-47	ST15-60
○	16	1,60	ST16-30	ST16-47	ST16-60
●	18	1,20	ST18-30	ST18-47	ST18-60

Box mit 10 Stück
Box 10 units