

## SELECTIVE E

### Knochenmarks-Explantations-Nadel *Bone marrow explantation needle*

Nadel mit "Flöten-Spitze". Schraubbare Tiefenkontrolle mit mm-Skala. Zusätzlich große Löcher nahe der Nadelspitze. Anatomisch geformter Handgriff. Entfernbare Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an.

*Whistle tip needle. Sliding screw depth control device with millimetric scale. Large holes near by the needle tip. Anatomical handle. Removable stylet with whistle tip perfectly coupled at the cannula tip.*




#### 2 LÖCHER 2 HOLES



Nadel mit "Flöten-Spitze"  
*Whistle tip needle*



Nadel mit 2 Löchern  
*2 holes cannula*



mm-Skala  
*Millimetric scale*

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length (05-30 mm)/43-75 mm	Länge Length (22-47 mm)/60-92 mm	Länge Length (35-60 mm)/73-105 mm
●	14	2,10	STE14-30	STE14-47	STE14-60
●	15	1,80	STE15-30	STE15-47	STE15-60
○	16	1,60	STE16-30	STE16-47	STE16-60
●	18	1,20	STE18-30	STE18-47	STE18-60

Box mit 10 Stück  
*Box 10 units*