

SELECTIVE “ERG” Type

Knochenmarks-Aspirations-Nadel *Bone marrow aspiration needle*


Nadel mit “Flöten-Spitze”. Schraubbare Tiefenkontrolle mit mm-Skala. Anatomisch geformter Handgriff mit Luer-Lock-Anschluss. Entfernbare Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an.

Whistle tip needle, sliding screw depth control device with millimetric scale, anatomic handle with Luer Lock connection.

Removable stylet with whistle point perfectly coupled at the cannula tip.



Nadel mit “Flöten-Spitze”
Whistle point needle



mm-Skala
Millimetric scale

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length (05-30 mm)/43-75 mm	Länge Length (22-47 mm)/60-92 mm	Länge Length (35-60 mm)/73-105 mm
●	14	2,10	ITA14-30	ITA14-47	ITA14-60
●	15	1,80	ITA15-30	ITA15-47	ITA15-60
○	16	1,60	ITA16-30	ITA16-47	ITA16-60
●	18	1,20	ITA18-30	ITA18-47	ITA18-60

Box mit 10 Stück
Box 10 units