

## SELECTIVE E “ILY” Type

### Knochenmarks-Explantations-Nadel *Bone marrow explantation needle*

Nadel mit “Flöten-Spitze”.. Zusätzlich große Löcher nahe der Nadelspitze. Anatomisch geformter Handgriff mit Luer-Lock-Anschluss. Entferntbarer Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an.

*Whistle tip needle with large side holes nearby the needle point, anatomic handle with Luer Lock connection.*

*Removable stylet with whistle point perfectly coupled at the cannula tip.*



**2 LÖCHER  
2 HOLES**



Nadel mit “Flöten-Spitze”  
*Whistle tip needle*



Nadel mit 2 Löchern  
*2 holes cannula*

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length 70 mm	Länge Length 100 mm	Länge Length 150 mm
○	11	3,20	ITX11-07	ITX11-10	ITX11-15
●	13	2,50	ITX13-07	ITX13-10	ITX13-15
●	14	2,10	ITX14-07	ITX14-10	ITX14-15
●	15	1,80	ITX15-07	ITX15-10	ITX15-15
○	16	1,60	ITX16-07	ITX16-10	ITX16-15
●	18	1,20	ITX18-07	ITX18-10	ITX18-15

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar  
*Box 10 units / Different sizes are available on request*