

SELECTIVE E “P” Type

Knochenmarks-Explantations-Nadel *Bone marrow explantation needle*

Stumpfe Nadelspitze mit großen Seitenlöchern nahe der Spitze. Anatomisch geformter Handgriff mit Luer-Lock-Anschluss. Entfernbarer Mandrin mit Trokar-Spitze.

Blunt needle tip, large side holes nearby the needle tip and anatomic handle with Luer Lock connection.

Extractable trocar stylet tip.



**5 LÖCHER
 5 HOLES**



Trokar-Spitze / Nadel mit 5 Löchern
Trocar tip / 5 holes cannula

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length 70 mm	Länge Length 90 mm	Länge Length 100 mm	Länge Length 130 mm	Länge Length 150 mm
○	11	3,20	BPE11-07	BPE11-09	BPE11-10	BPE11-13	BPE11-15
●	13	2,50	BPE13-07	BPE13-09	BPE13-10	BPE13-13	BPE13-15
●	15	1,80	BPE15-07	BPE15-09	BPE15-10	BPE15-13	BPE15-15

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar
 Box 10 units / Different sizes are available on request