

SELECTIVE “ILY” Type

Knochenmarks-Aspirations-Nadel *Bone marrow aspiration needle*

Nadel mit “Flöten-Spitze”. Anatomisch geformter Handgriff. Entfernbarer Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an.

*Whistle tip needle, anatomic handle.
Removable stylet with whistle point perfectly coupled at the cannula tip.*



Nadel mit “Flöten-Spitze”
Whistle tip needle

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length 50 mm	Länge Length 70 mm	Länge Length 100 mm	Länge Length 120 mm	Länge Length 150 mm
○	11	3,20	IT11-05	IT11-07	IT11-10	IT11-12	IT11-15
●	13	2,50	IT13-05	IT13-07	IT13-10	IT13-12	IT13-15
●	14	2,10	IT14-05	IT14-07	IT14-10	IT14-12	IT14-15
●	15	1,80	IT15-05	IT15-07	IT15-10	IT15-12	IT15-15
○	16	1,60	IT16-05	IT16-07	IT16-10	IT16-12	IT16-15
●	18	1,20	IT18-05	IT18-07	IT18-10	IT18-12	IT18-15

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar
Box 10 units / Different sizes are available on request