

TPS

Set zur Pleurapunktion *Thoracentesis set*

Das Set besteht aus:

- 3 Nadeln mit Farbcode 14G, 16G, 18G, mit "Lanzen-Spitze"
- Drainage-Beutel 2000 ml. mit Rückschlagventil, Absperrhahn
- 3-Wege-Hahn
- 60 ml Spritze mit Luer-Lock
- PVC-Anschluss-Schlauch

Set complete of:

- 3 needle with colour code sizes 14G, 16G, 18G, with Lancet point
- 2000 ml. drainage bag with anti-reflux valve, drainage tap
- 3 ways stopcock
- 60 ml syringe with Luer Lock hub
- PVC connector tube



Drainage-Beutel 2000 ml..
Drainage bag 2000 ml.

	Ø Gauge	Ø mm	Nadelänge Needle length (mm)	Art.Nr. Code
● ○ ●	14/16/18	2,10/1,60/1,27	55	TPS55
● ○ ●	14/16/18	2,10/1,60/1,27	80	TPS80
● ●	15/20	1,80/0,90	120	TPS100

Box mit 10 Stück
Box 10 units