

ULTIMATE

Halbautomatisches Biopsie-System *Semi-automatic tru-cut biopsy system*



Schneid-Nadelspitze, halbautomatisch. "Tru-Cut"-System mit einstellbaren Penetrations-Tiefen (10-20mm) und Sicherheitsnippel. Tiefenmarkierungen und Stopper auf der Kanüle. Mandrin mit Aussparung für das Spezimen ist am System befestigt. "Flötenschnabel"-Spitze Innerer Ultraschall-Marker

Cutting needle tip. Semi-automatic Tru-cut type system with, 2 depth penetrations (10-20mm), safety device. Depth stopper and depth marks on the cannula. Stylet connected to the system with notch to keep the specimen in, whistle and penetrating tip. Echogenic marker: inner

Offener Handgriff auf Anfrage erhältlich
Open handle available on request



"Flötenschnabel"-Spitze (PM)
 Whistle point needle (PM)



Trocar-Spitze (PMO)
 Trocar tip (PMO)



Aussparung 10-20 mm
 10-20 mm notch



Safety

Artikelnummern für MRT Version: "PMMxx-xx"
 MRI compatible version. Code PMMxx-xx

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length 7 cm	Länge Length 10 cm	Länge Length 15 cm	Länge Length 18 cm	Länge Length 20 cm	Länge Length 25 cm
●	14	2,10	PM14-07	PM14-10	PM14-15	PM14-18	PM14-20	PM14-25
○	16	1,60	PM16-07	PM16-10	PM16-15	PM16-18	PM16-20	PM16-25
●	18	1,27	PM18-07	PM18-10	PM18-15	PM18-18	PM18-20	PM18-25
●	20	0,90	PM20-07	PM20-10	PM20-15	PM20-18	PM20-20	PM20-25

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar
 Box 10 units / Different sizes are available on request