

## CHORIAL VILLI KIT

### Set zur Chorionzotten-Biopsie *Chorial Villi set*

Set zur Biopsie der Chorionzotten in der pränatalen Diagnostik. Tiefenmarkierungen auf der Kanüle und Stopper, sowie Luer-Lock-Anschluss. Entfernbare Mandrin passt sich mit seiner Spitze perfekt an die Kanülenspitze an. Innerer Ultraschall-Marker

*Prenatal Chorial Villi examination needle.  
Depth marks on the cannula, depth stopper.  
Removable stylets perfectly coupled with needle points.  
Echogenic marker: inner*



Modifizierte CHIBA-Spitze  
*Modified Chiba tip*

Innere Nadel <i>Inner cannula</i>			Führungsnadel <i>Guide cannula</i>		Art. Nr. <i>Code</i>
Ø Gauge	Ø mm	Länge <i>Length</i> mm	Ø mm	Länge <i>Length</i> mm	
● 20	0,90	150	1,15	100	KV20-15
● 20	0,90	200	1,15	150	KV20-20
● 21	0,82	150	1,10	150	KV21-15
● 21	0,82	200	1,10	200	KV21-20
● 22	0,70	150	0,95	150	KV22-15
● 22	0,70	200	0,95	200	KV22-20

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar  
*Box 10 units / Different sizes are available on request*